

Unterspritzung mit vernetztem Hyaluron

Sofort sichtbare und natürliche wirkende Hautverjüngung

Eine sanfte, aber sehr effektive Milderung von Falten auf natürlichem Wege verspricht die Faltenunterspritzung mit Hyaluron.

Hyaluron ist eine dem Körper vertraute Substanz, die sich u.a. durch ihre Fähigkeit, große Mengen Wasser zu binden, auszeichnet und unsere Haut jung hält. Leider nimmt der natürliche Hyaluronsäuregehalt der Haut mit fortschreitendem Alter ab: Sie verliert an Feuchtigkeit und Elastizität; es bilden sich Falten. Werden diese mit Hyaluron aufgefüllt, bindet die Haut wieder mehr Wasser und gewinnt dadurch an Volumen. Das Ergebnis ist sofort sichtbar: Die Haut ist deutlich glatter, die Falten sind gemindert und das Aussehen ist frischer und weicher. Tiefere (Mimik-) Falten, z.B. im Bereich zwischen Nase, Mundwinkel und Kinn, lassen sich mit Hilfe von Hyaluron somit optimal auffüllen.

Für die Hautalterung sind unterschiedliche Faktoren verantwortlich:

- **Physiologische Faktoren**

Mit dem Älterwerden baut sich der von Natur aus vorhandene Hyaluronanteil in der Haut immer mehr ab. Dies hat zur Folge, dass das Wasserbindungsvermögen abnimmt, die Haut an Elastizität verliert und sich zunehmend Fältchen bilden.

- **Umweltfaktoren:**

Sonne, Solarium, Stress, Drogen Tabac, Alkohol, zu wenig Schlaf und ungesunde Ernährung (Unterversorgung mit Vitaminen und Mineralstoffen) führen zu einer verstärkten Produktion freier Radikale, welche den Hautalterungsprozess beschleunigen.

Hyaluronsäure im Fokus

Hyaluronsäure ist ein natürlicher Bestandteil der Haut.

- Ihre Aufgabe: sie bewahrt Feuchtigkeit und sorgt für Spannkraft, um der Haut ein glattes und volles Aussehen zu verleihen.
- Im Laufe der Zeit nimmt die Menge an Hyaluronsäure im Körper ab. Im Alter von 40 Jahren hat der Körper 50% seiner ursprünglichen Menge an Hyaluronsäure verloren. Dies hat zur Folge, dass die Wangen einfallen und die Wangenknochen hervortreten. Falten erscheinen, die Form und die Konturen verändern sich und mit ihnen auch die Harmonie des Gesichts.
- Seit mehreren Jahren wird Hyaluronsäure in der ästhetischen Medizin und in unterschiedlichsten Fachgebieten wie z.B. der Augenheilkunde, der Orthopädie, der Gynäkologie und dem HNO-Bereich eingesetzt.

Die Lösung

TEOSYAL® ist eine exklusive Produktreihe zur Faltenunterspritzung. TEOSYAL® besteht zu 100% aus reiner Hyaluronsäure. Es handelt sich um ein vollständig abbaubares Produkt nicht tierischen Ursprungs. Die Produktreihe umfasst mehrere sich ergänzende Präparate, die speziell für die individuellen Ansprüchen aller Gesichtsbereiche entwickelt wurden: Beseitigung feiner oder tiefer Hautfalten, Aufbau von Gesichtskonturen, Vergrößerung des Lippenvolumens, Rehydratation der Haut. Mit der Reihe TEOSYAL® ist es möglich, den Gesichtszügen neue Harmonie zu verleihen und die Konturen des Gesichts auf sanfte und natürliche Weise wieder herzustellen.

Die TEOSYAL® Dreifachwirkung

1. **TEOSYAL® füllt**

TEOSYAL® wird unter die Falte gespritzt, um diese anzuheben und durch das geschaffene Volumen aufzufüllen.

1. **TEOSYAL® liftet**

TEOSYAL® wirkt wie ein sofortiges Lifting mit Volumenaufbau und stellt somit eine echte Alternative zu einem Schönheitschirurgischen Eingriff dar. Es verleiht dem Gesicht ein natürliches Aussehen und zeichnet die Konturen nach, um der Erschlaffung der Haut entgegen zu wirken.

1. **TEOSYAL® revitalisiert**

Jedes Hyaluronsäure-Molekül kann bis zu dem 1000-fachen seines Gewichts an Wasser binden. TEOSYAL® erzielt somit eine tiefenwirksame Hydratation und Revitalisierung der Haut.

Welche Bereiche können mit TEOSYAL® behandelt werden?

- Falten – Auffüllen von Falten und Fältchen
- Modellierung der Wangenknochen und Gesichtskonturen
- Vergrößerung des Lippenvolumens und Modellierung der Lippenkontur
- Revitalisierung und Hydratation der Haut

- Falten und Fältchen vorbeugen selbst an so empfindlichen Stellen wie Hals, Dekolleté oder Händen, Schläfenregion

Optimale Sicherheit

- Hohe Anforderungen an die Qualität der Produkte
- Optimale Verträglichkeit

TEOSYAL® garantiert extrem reine Gele, die weit über den gesetzlich vorgeschriebenen Normen liegen. Diese Reinheit führt zu optimaler Verträglichkeit und perfekter Aufnahme in das Hautgewebe.

Sofort sichtbare, natürliche Ergebnisse

- Nach nur einer Behandlung sind die Falten sofort sichtbar gefüllt
- Das Ergebnis ist natürlich und lange wirksam

Die Gele der Reihe TEOSYAL® füllen und korrigieren wirksam Falten, ohne dabei den natürlichen Ausdruck Ihres Gesichts zu verändern. Die viskoelastischen- und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften von TEOSYAL® geben der Haut ihre natürliche Geschmeidigkeit, Elastizität und Spannkraft zurück.

Langanhaltende Wirkung

- Langanhaltende Ergebnisse bis zu 18 Monaten
- Ein kumulativer Wirkeffekt der Folgebehandlungen

Die Hyaluronsäurekonzentration der Produkte der Reihe TEOSYAL® zählt zu den höchsten des Marktes und sorgt für eine optimale, bis zu 18 Monate anhaltende Wirkung. Um das erzielte Ergebnis auf Dauer aufrecht zu erhalten, sind in gewissen Abständen Folgebehandlungen erforderlich, bei denen jedoch aufgrund der kumulativen Wirkungsweise des Präparates weniger Gel injiziert werden muss.

Fragen und Antworten zum Thema

Sind die Ergebnisse sofort sichtbar und wie lange bleibt die Wirkung von TEOSYAL® erhalten?

Das gewünschte Ergebnis ist nach nur einer Behandlung sofort sichtbar. Um das erzielte Ergebnis auf Dauer aufrecht zu erhalten, sind in gewissen Abständen Folgebehandlungen erforderlich, bei denen jedoch aufgrund der kumulativen Wirkungsweise des Präparates weniger Gel injiziert werden muss. Entsprechend des verwendeten Produktes, des Schweregrades der zu korrigierenden Falte sowie der Injektionsmenge, kann die Wirkung bis zu 18 Monate anhalten. Unterstützend bietet Ihnen LABORATORIES TEOXANE das Pflegepräparat ADCANCED FILLER, das die Zellen aktiviert und die Wirkung von Unterspritzungen optimiert.

2

Können nach der Injektion von TEOSYAL® unerwünschte Nebenwirkungen auftreten?

Es können v.a. an den Einstichstellen geringfügige, vorübergehende Hautreaktionen auftreten, wie Rötungen, Schwellungen, Ödeme oder Hämatome. Diese Reaktionen sind im Allgemeinen lokal und zeitlich begrenzt. Durch die Reinheit der Teosyal® Gele bilden sich diese normalerweise innerhalb von wenigen Stunden zurück und verschwinden innerhalb von durchschnittlich 24 Stunden gänzlich.

3

Wem raten Sie von einer Unterspritzung ab?

Schwangeren Frauen, stillenden Müttern oder Menschen mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Hyaluronsäure wird von einer Injektion mit TEOSYAL® Produkten abgeraten. Gleiches gilt für Menschen mit einer Autoimmunerkrankung oder einer das Immunsystem betreffenden Krankheit, einer bekannten Überempfindlichkeit gegen ein lokales Anästhetikum, einer Hautkrankheit, einer Leberinsuffizienz sowie für Epileptiker. Es wird dringend davon abgeraten, in der Woche vor der Injektion Aspirin, entzündungshemmende Medikamente oder gerinnungshemmende Medikamente in starker Dosierung einzunehmen. An den Tagen nach dem Eingriff sollten extreme Temperaturschwankungen (starke Kälte, Solarium, Sonne) vermieden werden.

Kann TEOSYAL nach einer Peeling- oder Laserbehandlung eingesetzt werden?

Es ist möglich, Teosyal® nach einer Peeling- oder Laserbehandlung einzusetzen. Es ist hingegen empfehlenswert, 14 Tage bis drei Wochen vergehen zu lassen und zu warten, bis die Haut sich vollständig regeneriert hat.